



ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK SE ŠIROKÝM SPEKTRUM

Incidin™ OxyWipe S

ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK SE ŠIROKÝM SPEKTRUM

Složení přípravku Incidin OxyWipe S tvoří patentovaná* forma peroxidu vodíku s širokým spektrem účinnosti.

Účinné proti širokému spektru mikroorganismů, nezanechávají žádná aktivní rezidua díky rychlému odpařování.

- Aktivní složka se rozkládá na vodu a kyslík
- Virucidní účinnost
- Vynikající materiálová kompatibilita
- Účinnost byla potvrzena testováním tekutiny vymačkané z utěrky



*Evropský patent EP1987121

ECOLAB[®]
PROTECTING WHAT'S VITAL™



Incidin™ OxyWipe S

ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK SE ŠIROKÝM SPEKTRÉM

ÚČINNOST

- Dezinfekce s virucidní účinností

BEZPEČNOST

- Aktivní složka se rozkládá na vodu a kyslík
- Vynikající materiálová kompatibilita

PRAKTIČNOST

- Čistí a dezinfikuje
- K okamžitému použití

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ÚČINNOST (NEŘEDĚNÝ ROZTOK)	DOBA PŮSOBNÍ
Baktericidní účinnost podle EN 13727 (2 min) / EN 16615 (2 min*)	2 min*
Účinnost proti kvasinkám podle EN 13624 (15 min) / EN 16615 (1min*)	15 min*
Fungcidní účinnost podle EN 13624 (30 min) / EN 16615 metoda (5 min*)	30 min*
Tuberkulocidní účinnost podle EN 14348 (30 min) / EN 16615 metoda (5 min*)	30 min*
Mykobaktericidní účinnost podle EN 14348 (30 min) / EN 16615 metoda (5 min*)	30 min*
Účinnost proti obaleným virům podle EN 14476	30 s*
Omezeně virucidní účinnost podle EN 14476 (Adenovirus - 30 s, Norovirus - 15 min)	15 min*/**
Virucidní účinnost podle EN 14476	30 min**
Dezinfekce povrchů s mechanickou akcí podle metody VAH 2015	
Baktericidní účinnost, účinnost proti kvasinkám	15 min*
Fungcidní účinnost	30 min*
Mykobaktericidní účinnost	30 min*
Účinnost proti obaleným virům****	30 s***
Omezeně virucidní účinnost****	60 min***
Účinnost proti Adenoviru****	1 min***
Účinnost proti Polyomaviru SV40****	30 s***
Účinnost proti Rotaviru****	15 s***

* nečistě podmínky ** čistě podmínky *** DVV 2015 (suspenzní test) **** podle doporučení RKI 10/2022

BALENÍ A OBJEDNÁVÁNÍ

PRODUKT	BALENÍ	OBJEDNACÍ KÓD
Incidin™ OxyWipe S	6 x 100 ubrousků (20 x 20 cm)	3116060



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

OBLAST POUŽITÍ

Zdravotnický prostředek:

Dezinfekční ubrousky s čistící účinností k přímému použití pro dezinfekci invazivních a neinvazivních zdravotnických prostředků.

NÁVOD K POUŽITÍ

Zdravotnický prostředek:

Vyjměte jednotlivý ubrousek, důkladně otřete povrchy nebo předměty a nechejte působit po předepsanou dobu. Nechte zaschnout a neoplachujte. Ubrousek nepoužívejte opakovaně: účinnost již nelze zaručit. Obal po každém použití vždy těsně uzavřete. Respektujte uvedenou dobu expozice pro požadovanou účinnost. Pro dosažení účinnosti v čistých podmínkách předem očistěte povrch (pro každý krok použijte čistý ubrousek). Použití těchto ubrousků nenahrazuje plnohodnotné pravidelnou očistu nebo úklid. Nepoužívejte na plochy a povrchy citlivé vůči působení oxidačních činidel (např. na mramor, měď nebo mosaz). Při používání vždy dodržujte pokyny výrobce zdravotnického prostředku a příslušný návod k použití, včetně požadavků na materiálovou snášenlivost. Závěrečná dezinfekce semikritických zdravotnických prostředků (tj. sondy & TEE sondy): pokud není možná dezinfekce ponořením do kapaliny, dezinfikujte zdravotnický prostředek důkladným otřením, jak je popsáno výše. Po uplynutí expoziční doby v tomto případě důkladně opláchněte purifikovanou pitnou vodou.

SLOŽENÍ

100 g impregnačního roztoku obsahuje: 1.5g Peroxid vodíku (CAS 7722-84-1).

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotách 0°C až 25°C, na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční záření. Doba použitelnosti po otevření: 3 měsíce.

POUŽÍVEJTE ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK BEZPEČNĚ

Pozorně si přečtěte příbalový leták a informace o produktu.

Distributor pro ČR:
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH
Rivergate D1/4.OG
Handelskai 92
1200 Wien
Austria



ECOLAB DEUTSCHLAND
GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB GESELLSCHAFT MBH
Odštěpný závod
Vocetářova 2449/5
Praha 8, 180 00
Česká republika

ECOLAB[®]
PROTECTING WHAT'S VITAL™