



PŘÍPRAVEK PRO DEZINFEKCI A ČIŠTĚNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

SURFA'SAFE Premium

DEZINFEKČNÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDEK

Přípravek na dezinfekci a čištění zdravotnického vybavení a neinvazivních zdravotnických prostředků, které nelze dezinfikovat ponorem.

SURFA'SAFE PREMIUM je čisticí a dezinfekční produkt k okamžitému použití.

Kombinuje široké spektrum účinnosti, krátký čas expozice s vynikající materiálovou snášenlivostí (včetně materiálů, citlivých na alkohol) a schopností jemně, ale účinně čistit.

Díky svým vlastnostem je SURFA'SAFE PREMIUM vhodný pro použití na široké škále povrchů ve zdravotnických zařízeních a je ideálním produktem pro intenzivní péči a další vysoce rizikové oblasti.

To umožňuje, že produkt je v souladu s protokolem a zároveň zajišťuje účinnou dezinfekci, která zabraňuje šíření patogenů.

- Vytváří bohatou pěnu.
- Účinné složení bez zbytečných složek (bez barviv a parfemace).
- Čistí a dezinfikuje v jednom kroku. Povrch zanechává viditelně čistý.



SURFA'SAFE Premium

Dezinfekční a čisticí roztok, určený pro dezinfekci a čištění povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků, které není možno dezinfikovat ponořením.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Čištění a dezinfekce v jednom kroku
- Bez alkoholu, barviv a parfemace
- Široké antimikrobiální spektrum a optimální čas expozice
- Integrovaná dávkovací pistole vytváří bohatou pěnu, která omezí tvorbu aerosolů a těkavých složek (750 ml)
- Díky složení je produkt kompatibilní se širokým spektrem materiálů, včetně polymerů (např. polykarbonátů, plexiskla)
- Hustá pěna pro dobrou přilnavost k povrchům
- pH 6

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ÚČINNOST	ČAS EXPOZICE
Baktericidní účinnost – podle: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Účinnost proti kvasinkám – podle: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Tuberkulocidní účinnost – podle EN 14348*	60 min
Účinnost proti obaleným virům podle EN 14476*	1 min
EN 14476* Polyomavirus SV40	5 min
EN 14476* Rotavirus	30 s
Virucidní účinnost s omezeným spektrem podle EN 14476*	30 min
EN 14476* Adenovirus	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	15 min

* nečisté podmínky

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

VÝROBEK	BALENÍ	KÓD VÝROBKU
SURFA'SAFE Premium	12 x 750 ml	3103380

OBLAST POUŽITÍ

Přípravek na dezinfekci a čištění zdravotnického vybavení a neinvazivních zdravotnických prostředků, které nelze dezinfikovat ponorem.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Roztok pro přímé použití.

Nastříkejte přípravek na netkanou utěrku a rozetřete po povrchu.

Přípravek rovnoměrně naneste na povrch (+/- 6 ml/m² tedy zhruba 10 stříků). Pro požadovanou dezinfekční účinnost dodržte uvedenou dobu expozice.

Oplach není nutný kromě míst, přicházejících do kontaktu s pokožkou nebo sliznicemi.

Informace o čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků naleznete v pokynech výrobce.

Pro časté použití a čištění vybavení v závislosti na hygienickém plánu zdravotnického zařízení. Specifické údaje (účinnost, kompatibilita, atd.) jsou k dispozici na vyžádání.

SLOŽENÍ

Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid (CAS č. 7173-51-5: 3 mg/g), Neiontové povrchové aktivní látky, sekvestrační činidlo, pomocné látky.

CERTIFIKÁTY

Zdravotnický prostředek. Veškeré informace o mikrobicidní účinnosti jsou součástí vědecké dokumentace, která je k dispozici na vyžádání.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte mezi +5°C a +25°C.

POUŽÍVEJTE ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK BEZPEČNĚ

Pozorně si přečtěte příbalový leták a informace o produktu.



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ



LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distributor pro ČR:

ECOLAB s.r.o.

Voctářova 2449/5, Libeň
180 00 Praha 8
Česká republika



www.ecolab.com